



ニッポン・ジーン 動物用研究用試薬ブランド

アルファベット  
「alphaVET™」シリーズ


動物用研究用試薬

SAA検出キット

アルファベット

alphaVET™ ウマSAA Rapid -RUO-

試料中のSAAを簡単・短時間で検出できます



○10分判定  
○測定機器不要

20テスト用

検出感度

試料中SAA濃度 12.5ng/mL以上  
(上限 1.686ng/mLまでの検出確認済み)

内容

テストストリップ 20本 / チューブ 20本  
チューブスタンド 1個 / 取扱説明書 1枚

保管温度

直射日光を避けて、2~30℃で保存

【取り扱い上の注意】

本キットは試料中のSAAを検出するためのキットであり、感染症の有無を診断する診断薬ではありません。

お問い合わせ先

販売元

EBM Trading Japan KK  
Eidolon-based Biotechnology and Machinery  
EBMトレーディングジャパン株式会社

〒004-0052 北海道 札幌市 厚別区  
厚別中央2条5丁目3番31号  
TEL.011-827-5960, FAX.011-827-5962  
<https://www.ebmtrading.com>

製造元



ニッポン・ジーン

診断試薬部 動物用研究用試薬 販売窓口

〒930-0982 富山県 富山市 荒川一丁目1番25号  
TEL.076-442-3611, FAX.076-443-9121  
E-Mail. info-dd@nippongene.com  
<https://www.nippongene.com>